

全自动尿液分析流水线招标参数

一、全自动尿液干化学分析仪

- 1、▲检测原理：干化学采用多波长光电比色法；比重：反射型折射率测定；色调：透射率测定；浊度：散射光检测法；
- 2、▲检测参数：检测至少包括以下项目 GLU、PRO、BLD、BIL、PH、URO、KET、NIT、LEU、SG、尿浊度、色调。
- 3、检测最少样本量：2mL 非离心尿。
- 4、▲检测速度：≥200 测试/小时/台机。
- 5、加样方式：自动定量式加样。
- 6、▲尿试纸条装载数量≥200 条，并可随时连续添加，无须停机操作。试纸条具有防潮、抗 VC 干扰等功能，试纸条机上稳定期≥3 天。
- 7、进样方式：采用全自动进样方式进样，无需停机连续进样；最好有急诊标本插入功能。
- 8、数据存储≥2000 个患者样本结果，最好能提供硬盘保存数据。
- 9、▲配备自动样本条码阅读器，可实现双向通信。
- 10、项目性能指标不低于中国卫生行业标准 YY/T0475-2011 的要求。

二、全自动尿液有形成分分析仪

- 1、▲检测原理：显微镜形态学自动化检测，每份样本获得真实图像并储存，自动图像分析尿沉渣。
- 2、▲检测项目：自动分类和定量报告的有形成份项目≥11 个，包括红细胞、白细胞、非鳞状上皮细胞、鳞状上皮细胞、酵母菌、结晶、细菌、透明管型、精子、粘液丝、病理管型等。
- 3、检测最少样本量：2mL 非离心尿。
- 4、▲检测速度：≥100 测试/小时/台机。
- 5、▲可于尿干化学分析仪自由组合，模块化拓展，更利于科室发展及充分利用仪器，降低人力成本
- 6、加样方式：采用全自动进样系统，标本无需离心，直接上机检测。
- 7、优先考虑可提供配套质控品，且质控品有注册证的品牌，用于 ISO 实验室认证。

- 8、数据存储≥10000 个患者样本结果，最好提供硬盘保存数据。
- 9、▲配备自动样本条码阅读器，可实现双向通信。
- 10、为利于实验室间结果的可比性，同系列产品在广东省内三级医院有 10 家以上安装成功案例，并提供参考用户名单和联络方式。
- 11、项目性能指标不低于中国卫生行业标准 YY/T0996-2015 的要求。
- 12、服务响应：工程师 2 小时内响应，24 小时到位服务。

仪器数量配置要求

越秀院区临检室		
仪器名称	用途	数量
尿液流水线分析系统	1.用于尿液干化学，定性检测尿中的葡萄糖(GLU)，蛋白质(PRO)，胆红素(BIL)，PH，隐血(BLD)，尿胆原(URO)，酮体(KET)，亚硝酸盐(NIT)，白血球(LEU)，比重(SG)，浊度(Turbidity)等 2.尿液沉渣检测尿液中的有形成分或颗粒。	3 条
黄埔院区临检室		
仪器名称	用途	数量
尿液流水线分析系统	1.用于尿液干化学，定性检测尿中的葡萄糖(GLU)，蛋白质(PRO)，胆红素(BIL)，PH，隐血(BLD)，尿胆原(URO)，酮体(KET)，亚硝酸盐(NIT)，白血球(LEU)，比重(SG)，浊度(Turbidity)等 2.尿液沉渣检测尿液中的有形成分或颗粒。	2 条